

MENSUELLE

SPHÈRE

BIOFINITY ENERGYS[®]

avec **Digital Zone Optics[®]**



Conçue pour la vie connectée des porteurs



Aide à réduire
la sensation de
sécheresse oculaire¹



Aide à réduire la sensation
de fatigue oculaire²



Permet de passer de vision
sur écran à hors écran
avec moins d'efforts³

L'INNOVATION MAJEURE

la géométrie Digital Zone Optics[®]

Des courbes d'asphéricité multiples modulent la puissance sur toute la zone optique avec un effet plus positif au centre de la lentille qui aide à soulager l'effort accommodatif



ASSOCIÉE AUX CARACTÉRISTIQUES DE BIOFINITY[®]

Dk/e	160
Hydrophilie	48%
Module	0,75 MPa
Épaisseur e_c à -3,00D	0,08 mm
Diamètre \varnothing_1	14,00 mm
Rayon r_o	8,60 mm

Vous recommandez habituellement Biofinity[®] ?

OPTEZ POUR SON ÉVOLUTION : BIOFINITY ENERGYS[®]

Gamme

-12,00 à +8,00D
par 0,25 de -6,00 à +6,00D
par 0,50 au-delà



CooperVision[®]

MENSUELLE

SPHÈRE

BIOFINITY ENERGYS®

avec Digital Zone Optics®

Conçue pour la vie connectée des porteurs



SATISFACTION des porteurs

En vision sur écrans

8/10^{primo-porteurs}

déclarent remarquer une **diminution des symptômes** de fatigue visuelle numérique avec **Biofinity Energys**[†]

En vision de loin

9/10^{porteurs}


déclarent obtenir une **vision nette de loin** avec **Biofinity Energys**[‡]



SUCCÈS des essais

Près de
9/10^{porteurs}

souhaitent
**continuer à porter
Biofinity Energys**[‡]



*Sur la base d'une différence statistiquement significative de la variation moyenne des microfluctuations accommodatives et par rapport à Biofinity® sphere après 20 minutes de lecture sur un iPhone 5 à une distance de 25 cm. †Résultats d'une étude observationnelle de satisfaction impliquant des patients (primo-porteurs n=280, porteurs rééquipés n=424) équipés en lentilles de contact Biofinity Energys®.

1. Données internes CVI, 2016. Étude prospective, multicentrique, à l'insu du sujet, bilatérale, avec dispensation d'un mois, aux États-Unis avec un équipement en Biofinity Energys® chez des porteurs de Biofinity® sphere. N=52. A 2 semaines de port. 2. Données internes CVI, 2016. Étude prospective, multicentrique, à l'insu du sujet, bilatérale, avec dispensation d'un mois, aux États-Unis avec un équipement en Biofinity Energys® chez des porteurs de Biofinity® sphere. N=52. Après 2 semaines et 1 mois de port. 3. Kajita M et al. Changes in accommodative micro-fluctuations after wearing contact lenses of different optical designs. Cont Lens Ant Eye (2020) In Press <https://doi.org/10.1016/j.clae.2020.03.003>. 4. Données internes CVI, 2018. Sondage en ligne, n=200 porteurs de lentilles de contact Biofinity Energys® aux États-Unis.

Les lentilles Biofinity® (comfilcon A), Biofinity® XR (comfilcon A) et Biofinity Energys® (comfilcon A) sont indiquées pour la correction de la myopie ou de l'hypermétropie. Ces lentilles jetables mensuelles sont à usage journalier, nécessitent un entretien adapté à la fin de la journée et doivent être jetées 1 mois après le début de l'utilisation. Ces lentilles peuvent être portées de façon prolongée (jusqu'à 6 nuits/7 jours d'affilée) uniquement sur avis médical. Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice et l'étiquetage. Pour la liste complète des indications, contre-indications et avertissements, veuillez consulter la notice. Le port de lentilles de contact est possible sous réserve de non-contre-indication médicale au port de lentilles et soumis à une prescription médicale. Dispositifs médicaux de classe IIa. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE0123. Fabricant : CooperVision® Manufacturing Ltd. Dispositifs médicaux non pris en charge par l'Assurance Maladie excepté si prescription dans les indications suivantes : astigmatisme irrégulier, myopie ≥ 8,00D, strabisme accommodatif, aphakie, anisométrie à 3,00D, kératocône. COOPERVISION SAS au capital de 71 712€ dont le siège social est situé Immeuble Les 2 Arcs bât B - 1800 Route des Crêtes B.P. 273 - 06905 Sophia Antipolis Cedex, France et immatriculée au RCS de Grasse sous le n°392 002 218. Septembre 2022. Document à destination des professionnels. Ne pas jeter sur la voie publique.



CooperVision®

