

Biomedics® 55 evolution



Conçues pour le confort et la performance à un prix abordable



Si vous recherchez des lentilles de contact de qualité abordables et confortables, découvrez les lentilles de contact Biomedics® 55 Evolution de CooperVision®.

Ces lentilles de contact offrent une vision claire et nette pour les myopes ou hypermétropes qui portent des lentilles. Les lentilles Biomedics® 55 Evolution sont conçues pour minimiser l'interaction entre vos paupières et vos lentilles de contact, ce qui vous permet de profiter d'une expérience de port confortable.

Calendrier de remplacement

 Chaque mois

Correction

 Myopie

 Hypermétropie

Les caractéristiques que vous allez adorer

- L'Aberration Neutralizing System™ est conçu pour améliorer la qualité de la vision en minimisant l'imperfection optique* souvent trouvée dans les yeux.¹
- Le filtre-UV protège vos yeux contre la transmission des rayons ultraviolets, favorisant ainsi la santé de vos yeux.[†]

* Aberration sphérique.

† Mise en garde : Les lentilles de contact absorbant les UV ne remplacent pas les dispositifs oculaires de protection anti-UV, notamment les lunettes de soleil ou de sécurité avec filtre anti-UV, dans la mesure où elles ne couvrent pas l'intégralité de l'œil et la zone alentour. Les patients doivent continuer à utiliser les dispositifs oculaires anti-UV qui leur ont été recommandés.

Référence :

1. Kollbaum P and Bradley A. Aspheric contact lenses: fact and fiction. Contact Lens Spectrum 2005;20:34-9.

©2021 CooperVision

Biomedics® et CooperVision® sont des marques déposées de The Cooper Companies, Inc. et de ses filiales. Aberration Neutralizing System™ est une marque commerciale de The Cooper Companies, Inc. et de ses filiales.